



استخدام جهاز مزيل الرجفان AED

جهاز إسعافي يقود المستخدم خطوة بخطوة

"جهاز مصمم لمساعدة الأشخاص في حالات توقف القلب المفاجئ، يعمل بإرشادات صوتية أو مرئية إلى حين وصول المختصين"



لماذا نهتم بجهاز AED؟

الوقت عامل مهم في حالات توقف القلب المفاجئ



استجابة سريعة

في الحالات الحرجة



تعليمات صوتية

تقود المستخدم بدقة



متوفر في

المرافق العامة



يدعم CPR

ضمن الاستجابة الأولية



جاهزية المجتمع

للتعامل مع الأزمات



مساعدة المصاب

حتى وصول المختصين

تذكر: وجود AED لا يكفي وحده — الأهم معرفة مكانه وطلب المساعدة واتباع تعليماته بدقة



ما هو جهاز AED؟

جهاز إلكتروني آلي يحلل نظم القلب ويوجه المستخدم



تعليمات صوتية أو
مرئية



يساعد خطوة
بخطوة



يحلل حالة القلب آلياً



لا صدمة إلا بتوصية
الجهاز



يُستخدم مع CPR
عند الحاجة



مصمم ليكون
واضحاً وسهلاً

تنبيه: هذا العرض توعوي ولا يغني عن التدريب العملي المعتمد على CPR وAED



متى نستخدم AED؟

علامات تستدعي التصرف الفوري



1 الشخص لا يستجيب للمناداة

2 لا يتنفس بشكل طبيعي

3 تنفس غير طبيعي يشبه اللهاث

4 سقوط مفاجئ وفقدان استجابة

5 لا حركة أو استجابة واضحة

6 تأمين المكان قبل الاقتراب

7 اطلب AED مع الاتصال بـ 999

إجراء عاجل: تأكد من سلامة المكان، اتصل بـ 999، واطلب إحضار AED إذا توفر



القاعدة الأساسية قبل استخدام AED

تحقق من المخاطر قبل الاقتراب



حريق أو دخان



مياه حول المصاب
أو الجهاز



تمديدات كهربائية
مكتشفة



حركة مركبات قريبة



خطر سقوط أو
تزامن



تسرب غاز أو وقود

رسالة مهمة: لا تستخدم الجهاز في موقع غير آمن، ولا تعرّض نفسك أو الآخرين للخطر



خطوات التصرف الأولي

تصرف بترتيب واضح وهدوء

5 ابدأ CPR إن لزم

6 شغل AED عند وصوله

7 اتبع التعليمات الصوتية

1 تأكد من سلامة المكان

2 تحقق من استجابة المصاب

3 اتصل فوراً بـ 999

4 اطلب من قريب إحضار AED

تنبيه: إذا لم تكن مدرباً، اتبع تعليمات موظف الطوارئ وتعليمات الجهاز خطوة بخطوة



تشغيل جهاز AED

شغل الجهاز فوراً واتبع تعليماته



اضغط زر التشغيل



استمع للتعليمات
بتركيز



لا تتجاوز تعليمات
الجهاز



اطلب الهدوء
والابتعاد



استمر حتى وصول
المختصين

رسالة توعوية: الجهاز مصمم ليقود المستخدم خطوة بخطوة — أهم إجراء هو تشغيله واتباع تعليماته



تجهيز المصاب لاستخدام AED

جهاز منطقة الصدر حسب تعليمات الجهاز



المصاب على سطح
ثابت



اكشف منطقة
الصدر



تأكد أن الصدر جاف



لا أقطاب فوق
الملابس



لا مياه حول
المصاب



أمن المكان قبل
البدء

تنبيه: لا تؤخر طلب المساعدة أو CPR بسبب البحث عن الكمال في التجهيز



وضع أقطاب AED

اللاصق توضع على الصدر ليتمكن الجهاز من التحليل



1 افتح عبوة الأقطاب

2 ضع الأقطاب حسب الرسوم

3 تأكد من التصاقها جيدًا

4 لا تلمس سطح اللاصق

5 استخدم أقطاب الأطفال إن توفرت

6 اتبع تعليمات الجهاز

رسالة مهمة: اتبع الرسوم والإرشادات الموجودة على الأقطاب — مصممة لتوضيح الوضع الصحيح



تحليل الجهاز للحالة

لا تلمس المصاب أثناء التحليل

1 ابتعد عن المصاب أثناء التحليل

2 اطلب من الجميع عدم اللمس

3 انتظر تعليمات الجهاز

4 لا تضغط أزرارًا عشوائية


5 لا تحرك المصاب أثناء التحليل

تنبيه مهم: لمس المصاب أثناء التحليل قد يؤثر على عمل الجهاز أو يعرقل الإجراء



عند توصية الجهاز بالصدمة

تأكد من ابتعاد الجميع قبل التنفيذ



1 قل بصوت واضح: ابتعدوا

2 تأكد بصرياً أن لا أحد يلمسه

3 اتبع تعليمات الجهاز بدقة

4 لا تضغط زر الصدمة دون أمر

5 بعد الصدمة اتبع تعليمات CPR

6 راقب تعليمات الجهاز التالية

رسالة مهمة: لا يقرر المستخدم إعطاء الصدمة من نفسه — القرار حسب تحليل وتعليمات الجهاز



إذا لم يوصّ الجهاز بالصدمة

عدم وجود صدمة لا يعني أن الحالة بسيطة



لا تعطِ صدمة دون
توصية



اتبع تعليمات
الجهاز التالية



استمر في CPR إن
طُلب



راقب استجابة
المصاب



لا تفصل الأقطاب
دون توجيه

تنبيه: يجب الاستمرار في طلب المساعدة واتباع التعليمات حتى وصول المختصين



العلاقة بين AED و CPR

مهارتان متكاملتان في الاستجابة الأولية

AED



- تحليل نظم القلب
- يوجه متى تبتعد ومتى تستمر
- يصدر صدمة عند الحاجة

CPR



- دعم تدفق الدم مؤقتاً
- ضغطات صدرية منتظمة
- لا تتوقف دون سبب

رسالة توعوية: CPR و AED يكملان بعضهما في الاستجابة الأولية لحالات توقف القلب المفاجئ



استخدام AED للأطفال

انتباه خاص واتباع تعليمات الجهاز



أقطاب الأطفال إن
توفرت



اتبع الرسومات
والتعليمات



اتبع تعليمات
موظف 999



لا تؤخر طلب
المساعدة



لا تطبق ما لم تتدرب
عليه

تنبيه مهم: التعامل مع الأطفال يحتاج تدريبًا عمليًا معتمدًا — اطلب المساعدة فورًا عبر 999



AED في الأماكن العامة

اعرف موقع الجهاز قبل حدوث الطارئ



المراكز التجارية



المطارات



المدارس
والجامعات



المنشآت الرياضية



الفنادق



أماكن العمل
الكبيرة



المرافق العامة
المزدحمة

رسالة مهمة: معرفة موقع جهاز AED قبل حدوث الطارئ يختصر وقت الاستجابة عند الحاجة



دور الموجودين في المكان

تنظيم الأدوار يقلل الفوضى



شخص يتصل بـ
999



شخص يحضر AED



شخص يبعد
المتجمهرين



شخص يفتح
الطريق للإسعاف



شخص يتبع
تعليمات الجهاز



شخص يقدم
معلومات
للمختصين

رسالة توعوية: تنظيم الأدوار يقلل الفوضى ويساعد في الاستجابة السريعة



أخطاء يجب تجنبها

تصرفات قد تؤخر الاستجابة أو تعرض الموجودين للخطر



تأخير الاتصال بـ
999



استخدام الجهاز في
مكان خطر



لمس المصاب أثناء
التحليل



لمسه أثناء تنفيذ
الصدمة



ضغط زر الصدمة
دون توجيه



فصل الأقطاب دون
سبب



التجمع أو التصوير



تجاهل تعليمات
الجهاز

رسالة مهمة: استخدام AED يعتمد على الهدوء واتباع التعليمات وعدم الاجتهاد العشوائي



العناية بجهاز AED في المنشآت

الجهاز يجب أن يكون جاهزًا للاستخدام في أي وقت



في مكان واضح
وسهل



لا تغلقه في مكان
صعب



لوحة إرشادية
لمكانه



فحص جاهزية دوري



صلاحية الأقطاب
والبطارية



تدريب موظفين على
AED و CPR



لا تنقله دون توثيق

تنبيه: الجهاز غير الجاهز أو غير المعروف مكانه قد لا يفيد وقت الطوارئ



بعد وصول فرق الاستجابة

أفسح المجال وقدم المعلومات



ابتعد إن طلبوا



أخبرهم بما حدث



متى تم الاتصال



هل نُفذ CPR



هل استخدم AED



هل أوصى بصدمة



اتبع تعليماتهم

رسالة مهمة: بعد وصول المختصين، يصبح دور الموجودين دعم التنظيم وتوفير المعلومات



افعل ولا تفعل عند استخدام AED

ممارسات صحيحة وأخرى يجب تجنبها

لا تفعل ✗

- 1 لا تؤخر طلب المساعدة
- 2 لا تستخدم الجهاز في مكان خطر
- 3 لا تلمس المصاب أثناء التحليل
- 4 لا تضغط زر الصدمة دون توجيه
- 5 لا تفصل الأقطاب دون توجيه
- 6 لا تتجمهر حول المصاب
- 7 لا تصور الحالة أو تنشرها

افعل ✓

- 1 تأكد من سلامة المكان
- 2 اتصل فورًا بـ 999
- 3 اطلب إحضار جهاز AED
- 4 شغل الجهاز واتبع تعليماته
- 5 ابتعد أثناء التحليل والصدمة
- 6 استمر حتى وصول المختصين
- 7 تعلّم CPR و AED من جهة معتمدة



سيناريوهات تفاعلية

تطبيق عملي لما تعلمته

شخص في مركز تجاري سقط ولا يستجيب ولا يتنفس طبيعيًا

سيناريو 1

التصرف الصحيح: أقم المكان، اتصل بـ 999، اطلب AED، واتبع تعليمات الجهاز وموظف الطوارئ

وصل جهاز AED لكنك غير مدرب

سيناريو 2

التصرف الصحيح: شغل الجهاز واتبع التعليمات الصوتية، وابق على اتصال بـ 999

بدأ الجهاز التحليل وأحدهم يلمس المصاب

سيناريو 3

التصرف الصحيح: أبعد الجميع فورًا، ولا تسمح بلمسه أثناء التحليل

الجهاز أوصى بصدمة والناس قريبون

سيناريو 4

التصرف الصحيح: أوقف الجميع، تأكد بصريًا من الابتعاد، ثم اتبع تعليمات الجهاز بدقة



اختبر معلوماتك

أسئلة سريعة لتقييم فهمك

س1: ما أول إجراء عند وجود شخص غير مستجيب ولا يتنفس طبيعيًا؟



الإجابة: تأمين المكان، الاتصال بـ 999، وطلب إحضار جهاز AED إذا توفر

س2: هل يجوز لمس المصاب أثناء تحليل جهاز AED؟



الإجابة: لا، يجب أن يبتعد الجميع عن المصاب أثناء تحليل الجهاز

س3: هل يعطي المستخدم الصدمة من نفسه؟



الإجابة: لا، تُعطى الصدمة فقط إذا أوصى الجهاز بذلك

س4: هل يغني AED عن تعلم CPR؟



الإجابة: لا، الجهاز مهم لكنه لا يغني عن التدريب العملي على CPR



شكراً لكم

AED أداة فاعلة عند معرفة مكانه واتباع تعليماته بدقة

اتصل بـ 999 • شغل الجهاز • ابتعد أثناء التحليل والصدمة • اتبع التعليمات بدقة

"معرفة استخدام AED قد تجعل منك سبباً في إنقاذ حياة"